



CSV Export voor Oproelijsten & Rapportages

Versie 1.0 Auteur Arend Eijgensteijn Datum 9-5-2022

Classificatie VERTROUWELIJK

Inhoud

CSV Export voor Oproeplijsten & Rapportages	1
Handleiding: CSV Export voor Oproeplijsten & Rapportages	3
Werking bij de Oproeplijst	3
Werking bij Indicatoren en Rapportages	3
Belangrijk: Wisselen van overzicht wist de selectie	4
Het uitvoeren van de CSV-export	4
Inhoud van het bestand (Vertalingstabel)	6
Belangrijke veiligheidsinstructie	6


Handleiding: CSV Export voor Oproeplijsten & Rapportages

Binnen de HC-Rapportage module wordt de mogelijkheid geboden om patiëntgegevens te exporteren naar een *.CSV-bestand. Deze functionaliteit is beschikbaar in alle patiëntoverzichten van de zorgprogramma's (Indicatoren en Rapportages) en de centrale Oproeplijst.

Werking bij de Oproeplijst

De exportfunctionaliteit is bijzonder waardevol voor de Oproeplijst, aangezien patiënten vanuit dit overzicht door de POH moeten worden opgeroepen voor periodieke controles.


- **Patiënten selecteren:** In het overzicht 'Oproepen' kunnen patiënten individueel worden aangevinkt. Om alle zichtbare patiënten in één keer te selecteren voor een bulkactie, kan het verzamelvinkje in de kolomkop worden gebruikt.
- **Selectie activeren:** Nadat de gewenste patiënten zijn gemarkeerd, wordt rechtsboven op de groene knop 'Selectie' geklikt. Het getal op deze knop geeft aan hoeveel patiënten er op dat moment zijn klaargezet.



Figuur 1: Het selecteren van patiënten en het activeren van de verzamelknop.

Werking bij Indicatoren en Rapportages

De procedure voor de onderdelen 'Indicatoren' en 'Rapportages' is identiek aan die van de oproeplijst. Ook hier worden patiënten geselecteerd via de vinkjes aan de linkerzijde, waarna de export via de knop 'Selectie' wordt voorbereid.



Figuur 2: Selectie van patiënten binnen een specifiek zorgprogramma.

Belangrijk: Wisselen van overzicht wist de selectie

Bij het gebruik van de selectiefunctie dient men rekening te houden met het volgende:

- **Navigatie:** De gemaakte selectie wordt **niet** vastgehouden wanneer er wordt gewisseld tussen de verschillende 'tegels'.
- **Chips:** Ook bij het wisselen tussen de verschillende onderdelen binnen een programma (de 'chips' voor Indicatoren / Oproepen / Rapportages) wordt de huidige selectie automatisch gewist.
- **Advies:** Voer de export direct uit nadat de selectie in het huidige scherm is voltooid voordat u naar een ander onderdeel navigeert.

Het uitvoeren van de CSV-export

Zodra de selectie is bevestigd, verschijnt aan de rechterzijde het menu 'Selectie'.

1. **Vervolgacties:** In het menu wordt onder het kopje 'Vervolgacties' geklikt op de optie 'CSV exporteren'.
2. **Bestandsnaam:** Er wordt een venster geopend waarin een naam voor het exportbestand kan worden ingevoerd. Hierbij geldt een maximum van 128 karakters.
3. **Bevestigen:** Door op de knop 'Toepassen' te klikken, wordt het bestand aangemaakt en opgeslagen op de lokale computer.



← **CSV exporteren** ×

Bestandsnaam*

VERTROUWELIJK_15012026

Max. 128 karakters 22/128

Toepassen

Figuur 3: Het menu voor het invoeren van de bestandsnaam en het voltooien van de export.

Inhoud van het bestand (Vertalingstabel)

Het geëxporteerde bestand bevat de volgende patiëntgegevens, die direct kunnen worden gebruikt voor het maken van overzichten in Excel of het samenvoegen van brieven in Word:

<i>Kolomnaam</i>	<i>Betekenis</i>
bsn	Burgerservicenummer
patPubId / patUnid	Interne patiënt-identificatienummers
gender	Geslacht
displayName	Volledige naam (weergavenaam)
initials / firstNames	Initialen en voornamen
infixOwn / ownLastName	Tussenvoegsel en achternaam
addressLine	Straatnaam en huisnummer
postcode / city	Postcode en woonplaats
tel / email	Telefoonnummer en e-mailadres
dob	Geboortedatum (<i>Date of Birth</i>)

Belangrijke veiligheidsinstructie

Vanwege de aanwezigheid van BSN-nummers en contactgegevens dient er uiterst zorgvuldig met deze bestanden te worden omgegaan. Het wordt dringend aangeraden de bestanden na verwerking direct van de lokale computer te verwijderen conform de AVG-privacyrichtlijnen.